

# RELATÓRIO TÉCNICO

## BIOART AF

### Equipo para irrigação

MS.: 80330630015

#### MARCA



#### FABRICANTE

**BIOTEC PROD HOSP LTDA**  
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C – Terra Preta –  
Mairiporã / SP CEP: 07600-000  
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE: 433.097.131.111  
MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000  
E-mail: [biotec@biotechospitalar.com.br](mailto:biotec@biotechospitalar.com.br)

#### **Composição:**

Extensão em PVC cristal, atóxico, ponta introdutora/ perfurador com tampa, pinça corta – fluxo em todas as extensões, acoplamento tipo Y, câmara perfuradora, conector perfurador duplo.

#### **Indicação:**

**BIOART** é indicado para irrigação de médio e alto fluxo, em urologia, ginecologia, artroscopia, cistoscopia e procedimentos médicos.

#### **Apresentação:**

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.  
Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

#### **Instrução de Uso:**

Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.  
Verificar se o diâmetro é adequado ao produto.  
Conectar a extensão ao frasco de soro.  
O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas deste tipo de produto. Este procedimento requer que se realize uma análise profunda da necessidade de aplicação deste tipo de produto, devendo ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e o tempo que dure o tratamento do paciente.  
Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.  
O produto é inserido de acordo com os procedimentos padronizados pela equipe médica.  
Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.  
Verifique se o produto se encaixou adequadamente.  
Produto de Uso Único – Destruir após o uso

#### **Precauções, restrições e advertências:**

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/ esterilização esteja vencido.

**Imagens:**

BIOART AF

