



**CATÁLOGO
DESCARTÁVEIS MÉDICOS**

Biovar - Coletor de Secreção Sistema Aberto

Os coletores Biovar são fabricados para atender as necessidades de aspiração de fluidos em procedimentos cirúrgicos e/ou ambulatoriais. Indicado para coleta de secreções em cavidades cirúrgica e/ou vias aéreas de baixo e alto volume

Vias Aéreas

- 250 ml 500ml 1.000ml



Cavidades Cirúrgicas

- 3.500ml 5.000ml



Lipoaspiração

- 2.000 ml



Acessórios



- Suporte de parede para 250ml, 500ml e 1.000ml



- Tampões para rede de vácuo



- Suporte de piso – Para 3.500ml e 5.000 ml



- Suporte para aspiradores elétricos
- 3.500 ml e 5.000 ml



- Gerador de Vácuo tipo Venturi

Características

- Estéril/ Não Estéril – Uso Único – Proibido Reprocessamento
- Extensões em PVC flexíveis sendo azul para vácuo e cristal para paciente, Padrão: 250ml, 500ml e 1.000ml – Vácuo = 0,50m x Paciente – 0,20m e 3.500ml e 5.000ml – Vácuo 2m x Paciente 2m
- Frasco em PVC cristal, alto impacto, Tampa com 2 saídas, Anel de Vedação, conector cônico graduados internamente e obturador corta fluxo
- Válvula anti refluxo, bacteriológico e viral, porosa, proteção total para rede de vácuo
*Algumas válvulas no mercado tem boa vedação para líquidos, porém nenhuma segurança contra contaminação da rede de vácuo.
- MS Nº 803.306.300.13 (Estéril) / MS Nº 803.306.300.36 (NE)

BIOBAG - Coletores de Secreção Ecológico Sistema Fechado

Os coletores Biobag são fabricados no Brasil com alta tecnologia para atender com segurança a necessidade de aspiração em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, Indicado para coleta de secreções das vias aéreas baixo e alto fluxo. Segurança máxima no manuseio conforme RDC 36 ANVISA

Suporte de 1L



Suporte de 3L, 6L, 9L e 12L



Características	
Suporte de Parede	Suporte de Piso
- Suporte de Parede, Canister Rígido e Graduado - Extensão flexível azul para vácuo - Suporte em ABS para parede com dupla face e parafuso para fixação - Regulagem de Fluxo, Espiga para conexão	- Suporte de Piso em aço com pintura epoxi para 1, 2, 3 ou 4 canister - Extensor flexível azul para vácuo, marcador de volume de pressão - Canister Rígido Graduado, Espiga para conexão - MS Nº 803.306.300.46

Refil

1L

3L



Características - Refil	
- Não Estéril, Descartável, Sistema Fechado - Dobrável – reduzindo em 50% o volume para estocagem - Embalagem em saco plástico ou caixa individual - Extensão cristal descartável para aspiração – 2m - Saco de lixo infectante para descartar o refil conforme RDC 306 - ANVISA	- Frasco em PE, 1L ou 3L - Válvula anti-transbordamento segurança máxima para usuário - Válvula anti-refluxo porosa, bacteriológica e viral, segurança máxima para rede de vácuo - Válvula de respiro hidrofóbica - Tampa com 2 saídas, rosca rápida e anel de vedação - MS Nº 803.306.300.32

BIOVAR PC – Coletor de Secreção



Características

Frasco PVC rígido cristal, graduado a cada 50 ml, com capacidade de 4000 ml, base de sustentação, tampa de rosca total 2 vias.

Frasco reprocessado

MS Nº 803.306.300.33

BIOMEG - Coletor de Broncoscopia e Endoscopia



Características

- Sistema de Aspiração brônquica e endoscópica de 70ml, 120ml, para coleta de secreção e análise em laboratório, utilizado junto aos endoscópios garantindo segurança ao usuário e ao material coletado
- MS Nº 803.306.300.17 - Estéril

BIOXI – Extensão para Aspiração/ Oxigenação



Características

- As extensões para oxigenação e aspiração podem ser produzidas em diversos tamanhos e diâmetros de acordo com a necessidade do setor. Apresenta-se nas cores cristal e verde. Utilizadas para: Irrigação, Aspiração, Drenagem e Oxigenação em diversos procedimentos.
- Conectores cônicos anelados,
- Opcionais: Obturadores corta fluxo, Tampa com alça,

- MS Nº 803.306.300.02 – Estéril

BIOSUC – Aspirador Cirúrgico



Características

- Aspirador Cirúrgico para sucção de líquidos em cavidades cirúrgicas, dispensando a utilização da ponteira metálica
- Disponível com ponteira rígida ou flexível
- MS Nº 803.306.300.26 - Estéril


BIOART – Sistema de Irrigação



Características

- Equipo de irrigação alto fluxo para procedimentos de artroscopia e cistoscopia, podendo ser de 2 vias ou 4 vias, possuem conectores adaptáveis para o instrumental cirúrgico, sendo Luer para conexões em rosqueamento e graduado para conexões direta e corta fluxo em todas as vias.
- MS Nº 803.306.300.15 - Estéril

BIOSET COMBI – BIOCAP – FEMEA/MACHO



Características

- Acessório adaptado aos conectores fêmeas/macho, com finalidade de vedá-lo. Podem ser utilizados nos escalpes, infusores, torneirinha e outros equipamentos médicos que possuam conector fêmea/macho.
- MS Nº 803.306.390.01 – BIOSET
- MS Nº 811.418.500.02 - BIOCAP

BIOART – Curto/Duplo



Características

- O sistema irrigador foi desenvolvido para atender a NR 32, que preconiza a utilização de solução de cristaloides em sistema fechado. A linha de irrigadores são indicados para transferir soluções, irrigar cavidades e limpezas de feridas
- MS Nº 803.306.300.15 - Estéril

BIOART VD - Sistema de Irrigação



Características

- BIOART VD, extensão dupla em PVC flexível, com via transparentes indicado para aspiração e via na coloração azul para a Irrigação em procedimentos cirúrgicos em videolaparoscopia opção em graduado ou luer
- MS Nº 803.306.300.15 - Estéril


BIOART VDI - Sistema de Irrigação



Características

- Extensão para Insuflação de CO² em PVC flexível, transparente ou coloração fosco, indicado para insuflar durante o procedimento cirúrgico.
- MS Nº 803.306.300.15 - Estéril

BIOLEVINE – Sistema de Drenagem



Características

- Sonda gástrica – Fouchet 32FR, em PVC, transparente, flexível e conector distal com tampa. Indicado para esvaziamento gástrico e procedimento de Cirurgia Bariátrica.
- MS Nº 803.306.390.03 - Estéril

BIOMEG FRASCOS - Sistema de Drenagem Torácica / Gástrica / Mediastinal



Características

- Frasco coletor de secreções, onde os cirurgiões utilizam nas drenagens de tórax/gástrica mediastinal, proporcionando drenagem gravitacional ou mecânica, frasco com tampa rosca total de 3 vias.
- Capacidade de 500ml, 1.000ml, 1.500ml ou 2.000ml
- MS Nº 803.306.300.17 – Estéril

BIOTOR – Dreno Torácica Gástrica / Mediastinal



Características

- Dreno em formato tubular em PVC flexível, dureza de 65 Shore A, transparente com tarja radiopaca indicado para Drenagem Torácica, Pleural e Mediastinal. Tamanhos do 8 à 40 FR.
- Disponível com tarja branca Dur. 55 Shore A
- MS Nº 803.306.300.14 - Estéril

BIOVACUO – Sistema de Drenagem



Características

- Dreno em formato tubular em PVC flexível transparente com tarja radiopaca, multiperfurado acompanhado de reservatório sanfonado de 600ml indicado para drenagem por sucção contínua, com pressão negativa de 30 mhg
- Exclusivo sistema luer de esvaziamento trazendo segurança ao paciente
- MS Nº 803.306.300.25 - Estéril

BIOCENTESE – Frasco Coletor à Vácuo

Frasco a vácuo em PVC rígido, 25 pol.hg capacidade 1.000 ml, tampa de material cicatrizante (borracha natural ou elastômero termoplástico) e lacre de alumínio.

Características

- Estéril
- Descartável
- Volume 1000ml
- Vácuo de 25PoL./Hg
- Tampa alto cicatrizante e lacre
- Frasco de PVC Cristal Rígido
- Estéril em ETO/RG.
- MS Nº 803.306.300.24



BIOFLOOR - Sistema de Aspiração

Disco rígido de aspiração para piso , em PVC rígido acompanhado de extensão de aspiração com Conector rígido 1/4x1/4 para facilitar a conexão com o Frasco de aspiração.

Características

- Não Estéril
- Descartável/ Uso único
- Dispositivo disco plano, com 22cm de diâmetro
- MS Produto Isento de Registro



CUTANPLAST



Esponja de gelatina estéril reabsorvível com efeito hemostático, a superfície da esponja promove ação de coagulação local.

Características

- | | |
|--|--|
| • Estéril | • Não alérgico, não irritante, não provoca dor; |
| • Absorvível In Situ | • Não adere no instrumental; |
| • Gelatina Cutanplast | • Não potencializa processo de infecção, não atrapalha na regeneração óssea; |
| • Absorve aprox. 50 vezes seu peso | • Não promove inativação da Penicilina ou Trombina |
| • Pode ser utilizado seco ou umedecido com Solução Fisiológica ou Antibióticos | • Estéril em RG
• MS Nº 801.144.100.01 |

BIODRIM - Sistema de Drenagem



Frasco em PVC, fosco ou coloração Âmbar, para coleta ou drenagem gástrica e urina em sistema aberto.

Características

- | | |
|---|--|
| • Não Estéril | • Conector para Sonda ou Dispositivo peniano |
| • Descartável | • Tampa com rosca |
| • Volume 1200ml, 2000ml e 2700ml | • Alça para transporte |
| • Extensão em PVC transparente flexível | • MS Nº 803.306.300.10 |

BIOCUBA



BIOCUBA, utilizada para acondicionar volumes em procedimentos médico e de enfermagem.

Características

- | | |
|-------------------------|---|
| • Estéril e Não Estéril | • PVC, Rígido e Resistente a perfurocortante |
| • Descartável | • Esterilizado em ETO/RG;
• MS Nº 811.418.590.01 (ESTÉRIL)
• MS Nº Não Estéril – Isento de Registro |

BIOQUIM

COLETOR QUIMIOTERÁPICO, utilizado na coleta de materiais perfurocortante (agulhas, lâminas de bisturi e outros), líquidos e quimioterápicos.


Resistente a perfuração e líquidos - conforme Norma Técnica NBR 13853/97 e NR 32



Características

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Não Estéril | • PVC, Rígido e Resistente a perfuro cortantes |
| • Descartável com alça de transporte | • Capacidade de 7l
• MS Nº 803.306.300.01 |

BIODRENO



É um dreno cirúrgico tipo pigtail para drenagem pneumotórax em procedimentos cirúrgicos para líquidos/ar.

Características

- | | |
|---|---|
| • Estéril, látex free | • Descartável uso único, Esterilizado em ETO/RG |
| • superfície interna lisa com calibres de 14 FR | • Fio guia aço inoxidável |
| • Torneirinha 3 vias | • Bolsa para coleção |
| | • MS Nº 803.306.300.34 |

BIORRIG



É indicado para irrigação e aspiração de médio e alto fluxo, em neurocirurgias e procedimentos ortopédicos (coluna).

Características

Estéril, látex free

Esterilizado em ETO/RG

PVC

MS Nº 811.418.582.02

Descartável

BIOCOMP

Absorção e proteção tecidual, incluindo tecido cerebral e outros tecidos do sistema nervoso central durante o procedimento cirúrgico.



Características

Estéril	Esterilizado em ETO/RG
Fio radiopaco	Alta absorção
Descartável	MS Nº 8030630007

BIOGERADOR



Proporcionar aspiração de qualidade através da transformação do ar comprimido em vácuo.

Características

Fita dupla face para fixação	Conector universal
Tubo de 3m para ar comprimido	MS Nº 80330630045
Engate rosca ar comprimido	

BIOCAPA

Capa plástica descartável, estéril, em polietileno utilizada para proteção dos cabos, câmeras de videocirurgia e fios de aparelhos médicos, esterilizada em ETO ou RAO GAMA.



Características

Estéril	MS nº 81141850008
Descartável	
Esterilizado em ETO/RG	

BIOECOPISS



Composto por recipiente plástico rígido, com capacidade de 1,4L com régua de graduação a cada 100mL, fundo achatado na posição horizontal, dotado de tampa de rosca e vedação e alça para transporte.

Características

Estéril, látex free	Livre de vazamentos
PVC	ISENTO DE MS
Descartável	



Biotec Produtos Hospitalares Ltda.
Av. Victor Odorico Bueno, 595 - CEP: 07661-605
Terra Preta – Mairiporã-SP Brasil
(11) 4818 9000

www.biotechospitalar.com.br



@biotechospitalar



Biotec Produtos Hospitalares