

CO
W
T
O
B

REFERÊNCIA
NO SEGMENTO
HOSPITALAR
BRASILEIRO ♥

CATÁLOGO BIOTEC

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

BIOBAG ECO

Sistema de drenagem tipo bolsa/refil fechado para procedimentos cirúrgicos e/ou ambulatoriais. Indicado para coleta de secreções em cavidades cirúrgicas.

Disponível de 1.000 ml a 3.000 ml, não estéril.

NOTIFICAÇÃO
ANVISA

803.306.300.49 REFIL
803.306.300.51 SUPORTE



- ✓ GERENCIAMENTO DE **RESÍDUOS**;
- ✓ **TECNOLOGIA DE VEDAÇÃO** (TAMPA/REFIL) INOVADORA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES BIOLÓGICAS AO USUÁRIO E PACIENTES);
- ✓ **TUBO VÁCUO/PACIENTE** COM SISTEMA DE MOLA (CONECTOR);
- ✓ **SISTEMA DE DRENAGEM INDIVIDUALIZADA** (CÂNISTER/BOLSA) TRABALHAM INDEPENDENTE COM SISTEMA FAUCET;
- ✓ **MONTAGEM RÁPIDA** (VOLUME POR REFIL 3 LITROS), PERMITINDO O EFEITO CASCATA ATÉ 12 LITROS;
- ✓ **VÁLVULA INTERNA HIDROFÓBICA** (FABRICAÇÃO NACIONAL), SISTEMA DE VEDAÇÃO BACTERIOLÓGICO/VIRAL;
- ✓ **VÁLVULA INTERNA DE TRANSBORDO** PARA SISTEMA INDIVIDUAL COMO CASCATA;
- ✓ **LOGÍSTICA**: PERMITE MAIOR ACONDICIONAMENTO NA FARMÁCIA SATÉLITE E CENTRAL;

SUPORTES

SIMPLES 01 CÂNISTER ATÉ 3 LITROS (RÍGIDO)

CASCATA 04 CÂNISTER ATÉ 12 LITROS (RÍGIDO)

KIT BIOBAG ECO

REFIL 3 LITROS

BIOXI BAG 2, 3 E 4 METROS (ESTÉRIL)



SISTEMA DE DRENAGEM



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOVAR

Sistema de drenagem para procedimentos cirúrgicos e/ou ambulatoriais. Indicado para coleta de secreções em cavidades cirúrgicas.

Disponível de 250 ml a 7.000 ml, estéril e não estéril.

Sistema cristal de alto impacto, tampa com 2 saídas, anel de vedação, conector cônico graduado internamente e obturador. Válvula anti-refluxo, bacteriológico/viral, porosa, proteção total para a rede de vácuo.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.300.13 ESTÉRIL

803.306.300.36 NE



250 ml



500 ml



1.000 ml



2.000 ml



3.500 ml



5.000 ml




BIOVAR DUPLO 7.000 ml

ASPIRADOR DE DISCO

Sistema de drenagem para centro cirúrgico, hospital dia e ambulatorial, para coleta de secreções.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

ISENTO



SISTEMA DE DRENAGEM



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOMEG

Sistema de drenagem, estéril, graduado, com capacidade 500 ml, 1.000 ml e 2.000 ml.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.17

Tampa rosqueável com 3 vias. Via do paciente com conector em mola cristal (impedindo o acotovelamento do tubo) 1,20 m. Pinça corta-fluxo (ordenha). Selo d'água rígido.



BIODRIM

Sistema de drenagem fosco para coleta, drenagem gástrica e/ou urina em sistema aberto, descartável, com capacidade de 1.200 ml.

O frasco de 1.200 ml possui conector para sonda ou dispositivo peniano.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 303.306.300.10



SISTEMA DE DRENAGEM



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOCENTESE

Frasco para drenagem a vácuo, estéril, de 1.000 ml, com vácuo de 25 pol/Hg.

Indicado para aspiração beira leito para procedimentos de toracocentese e paracentese.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.300.24



1.000 ml

BIOMEG B

Sistema de drenagem brônquica e endoscópica de 70 ml e 120 ml, estéril, para coleta de secreção e análise em laboratório, utilizado junto aos endoscópios, garantindo segurança ao usuário e ao material coletado.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.300.17



120 ml

BIOVACUO

Realizar drenagem por sucção em procedimentos intra e pós-operatórios. **Sistema de sucção contínua a vácuo**, estéril, com reservatório sanfonado e capacidade de 600 ml.

Drenos nos diâmetros: 3,2 mm, 4,8 mm e 6,4 mm. Conector em Y já em sua devida graduação.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.300.25



SISTEMA DE DRENAGEM



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOXI

Extensões com ponteira (cânula) utilizadas para: aspiração e drenagem. Conectores graduados e elastoméricos.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.02

Opcionais: obturadores e clamp.



BIOXI



BIOXI LIPO




BIOXI BAG

BIOSUC

Extensões com ponteira (cânula) utilizadas para aspiração e drenagem. Disponível com ponteira rígida ou flexível.


NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.26



BIOSUC



BIOSUC ORTO



BIOSUC FLEX

KIT CÂNULA



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOFILTER

HMEF

Filtro HMEF é um regenerador trocador de umidade (umidificador), filtro bacteriano e viral utilizados durante ventilação mecânica, a finalidade do Biofilter HMEF é a manutenção da umidade e aparecimento das vias aéreas.

Conector tipo luer para linha de análises de gases (capnografia), 0,3 microns de diâmetro, acompanha traquéia flexível.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.390.06



BIOANESTESIA

BIOVENTILAÇÃO

Circuito respiratório extensível, composto por duas traquéias com 22 mm de diâmetro, 2 m e 3 m de comprimento (opcional: terceira traquéia com 1 m de comprimento, e balão ventilatório com capacidade de 2 L e 3 L), conector proximal tipo Y com porta para monitoramento tipo luer e conector distal reto.

Indicado para procedimentos anestésicos em ambiente cirúrgico e UTIS/PS.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.390.11 BIOANESTESIA

803.306.390.10 BIOVENTILAÇÃO



BIOANESTESIA

BIOVENTILAÇÃO

RESPIRATÓRIA



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOFILTRO ESPIROMETRIA

Dispositivo filtrante para avaliação da atividade pulmonar (espirometria), retendo vírus, bactérias e outras partículas impedindo contaminação cruzada paciente/equipamento. Além disso, o filtro minimiza a turbulência do fluxo do ar no ato do exame de espirometria ou na análise total do pulmão.

Eficiência de filtragem bacteriana de 99,99% / viral 99,99%.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 811.418.590.11



BOCAL ESPIROMETRIA

Adaptador para filtro para que o paciente não tenha contato com os equipamentos (filtro e espirômetro), oferecendo maior segurança aos pacientes.

NOTIFICAÇÃO ANVISA
811.418.500.16



RESPIRATÓRIA



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br




BIOART IRRIGADORES

O sistema irrigador foi desenvolvido para atender a NR 32, que preconiza a utilização de solução de cristalóides em sistema fechado.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.15

A linha de irrigadores é indicada para transferir soluções, irrigar cavidades e realizar limpeza de feridas.



BIOART IRRIGADOR SORO LONGO



BIOART IRRIGADOR SORO



BIOART TRANSFERIDOR DE FLUIDOS

IRRIGADORES



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



COLETOR DE DIURESE HORÁRIA

Sistema de drenagem fosco ou coloração âmbar para coleta, drenagem gástrica e/ou urina em sistema aberto, descartável, com capacidade de 1.000 ml a 2.700 ml.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

303.306.300.10



1.000 ml



2.700 ml

COLETOR DE URINA PAPAGAIO

Coletor de urina (papagaio) composto por recipiente plástico rígido, com capacidade de 1 litro com régua de graduação a cada 100 ml, fundo achatado na posição horizontal, dotado de tampa de rosca, vedação e alça para transporte.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

ISENTO



1 L

COLETORES



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOQUIM

Coletor quimioterápico, utilizado na coleta de materiais perfurocortante (agulhas, lâminas de bisturi e outros), líquidos e quimioterápicos, possui alça de transporte.

NBR 13853/97 e NR 32.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

ISENTO



BIOCUBA

Dispositivo para acondicionar soluções cristalóides, anátomos e curativos.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

ISENTO



BIOCUBA REDONDA

Dispositivo para acondicionar iodo, soluções alcoólicas ou não, agulhas, anátomos e curativos.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

ISENTO



COLETORES



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



HEMOSTÁTICO

Espunja de gelatina estéril reabsorvível com efeito hemostático, a superfície da esponja promove ação de coagulação local.

Gelatina cutanplast, absorvível In Situ, absorve aproximadamente 50 vezes seu peso, não alérgico, não irritante, não provoca dor, não potencializa processo de infecção, não atrapalha na regeneração óssea, não promove inativação da penicilina ou trombina.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

801.144.100.01



EMOSIST

Hemostático absorvível à base de celulose oxidada regenerada, com a mais alta tecnologia indicado para qualquer tipo de cirurgia, altamente biocompatível.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

801.144.100.50



COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA

Dispositivo produzido em poliéster, fornece proteção, absorção e hemostasia. Utilizado em estruturas cranianas e colunas (intra). Alta absorção, estéril com fio radiopaco.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.390.007



HEMOSTÁTICA



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOSET COMBI

BIOCAP MACHO

BIOCAP FÊMEA

Acessório adaptado aos conectores fêmea/macho, com finalidade de vedá-lo. Podem ser utilizados nos escalpes, infusores, torneirinha e outros dispositivos médicos que possuam conector fêmea/macho.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.390.01 BIOSET COMBI
811.418.500.02 BIOCAP



BIOSET COMBI

BIOCAP FÊMEA

BIOCAP MACHO

BIOFOCO

Manopla descartável para foco cirúrgico, sem risco o usuário substituindo a manopla permanente agilizando o processo de montagem da sala operatória. Opções: rígida ou flexível.

NOTIFICAÇÃO ANVISA ISENTO



FLEXÍVEL

RÍGIDA

EQUIPO

INSUFLADOR CO²

Extensão para insuflação de CO² em PVC flexível, transparente ou coloração fosco, indicado para videolaparoscopia.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.42



BIOGERADOR

Proporcionar aspiração de qualidade silenciosa, trazendo conforto ao usuário e pacientes.

Possui tubo de 3 m para ar comprimido, engate rosca, conector universal e fita dupla face para fixação.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.45



DIVERSOS



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



FR 32 SONDA GÁSTRICA

Sonda gástrica Fouchet FR 32, transparente, flexível e conector distal com tampa.

Indicado para esvaziamento gástrico em procedimento de cirurgia bariátrica.

NOTIFICAÇÃO ANVISA

803.306.390.03



BIOXI VERDE

Extensões com ponteira (cânula) utilizadas para: aspiração e drenagem. Conectores graduados e elastoméricos.

Opcionais: obturadores e clamp.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.02



BIOTOR

Dreno radiopaco em formato tubular, estéril, flexível, dureza de 65 Shore A, transparente com tarja radiopaca indicado para drenagem torácica, pleural e mediastinal.

Tamanhos do FR 8 à FR 40.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.14



DIVERSOS



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br




IRRIGADOR 2V/4V

Conexão em Y para procedimentos cirúrgicos, podendo ser de 2 ou 4 vias, possuem conectores adaptáveis para o instrumental cirúrgico e clamp corta fluxo em todas as vias.

NOTIFICAÇÃO ANVISA
803.306.300.15

2 VIAS



4 VIAS

IRRIGADOR VIDEOLAPAROSCOPIA

Conexão em Y flexível, com via transparentes indicado para aspiração e via azul para a irrigação em videolaparoscopia. Opção em graduado ou luer.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.15



EQUIPO DE IRRIGAÇÃO (BF)

Equipo de irrigação de baixo fluxo, em irrigação vesical e procedimentos médicos.

Equipo cristal, ponta introdutora/ perfuradora com tampa, pinça corta-fluxo, câmara gotejadora, conector escalonado, estéril e isento de látex.

NOTIFICAÇÃO ANVISA 803.306.300.15



DIVERSOS



BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595, Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000 www.biotechospitalar.com.br alan@biotechospitalar.com.br



BIOTECH

**BIOTEC PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.**

CNPJ 07.204.591/0001-68

Av. Vitor Odorico Bueno, 595
Terra Preta, Mairiporã - SP, 07661-605.

FIXO 11 4818.9000

www.biotechospitalar.com.br

alan@biotechospitalar.com.br

