



## **INSTRUÇÃO DE USO**

### **BIOXI – PARA IRRIGAÇÃO, ASPIRAÇÃO, DRENAGEM E CONDUÇÃO DE LÍQUIDO E GASES EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS**

Para correta utilização do produto, seguir as instruções abaixo:

- Abrir assepticamente a embalagem somente no momento do uso.
- Conectar a extensão ao aspirador para aspiração.
- O produto deve ser manuseado somente por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas de utilização.
- Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.
- Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- Não reutilize a extensão.
- Produto de Uso Único – Destruir após o uso.

#### **PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Não utilizar os produtos que apresentarem suas embalagens danificadas e/ou prazo de validade do produto e da esterilização vencidos.

Qualquer irregularidade com o produto entrar em contato com o fabricante através do telefone: (11) 4818-9000.

Aconselhamos o uso do produto somente por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto

Descartar o produto após o uso.

Abrir a embalagem, somente no momento do uso e após certificar-se de que o produto é adequado ao paciente.

#### **Artigo médico hospitalar de uso único. Não reutilizar**

#### **CUIDADOS ESPECIAIS:**

Considerar o produto potencialmente infectante após o uso, devendo ser manuseados com cuidado e descartados em recipientes adequados para não haver risco de contaminação acidental.

A incineração deve ser feita por empresas especializadas atendendo aos requisitos da **ANVISA** e às normas internacionais de gestão e preservação ambiental.

#### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Durante o transporte e manuseio do produto, tomar todos os cuidados, para que não ocorra danificação do produto, bem como de sua embalagem.

Conservar o produto em local limpo, fresco e seco, à temperatura ambiente

#### **CONTRAINDICAÇÕES:**





Este produto não apresenta contraindicações e efeitos colaterais, entretanto recomenda-se o manuseio do produto seja realizado por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto.

#### **EFEITOS ADVERSOS**

Não foram constatados efeitos adversos com o uso dos produtos.

