



Referência no segmento
hospitalar brasileiro
Conheça nossa linha de produtos



(11) 4818-9000



biotec@biotechospitalar.com.br



www.biotechospitalar.com.br



BIOXI

Extensões para aspiração, oxigenoterapia e lipoaspiração.



BIOFIX E-TRAQ

Dispositivo indicado para auxílio na fixação de tubo endotraqueal junto à pele.



BIOQUIM

Utilizado na coleta de materiais líquidos, sólidos, quimioterápicos e perfurocortantes em diversos setores do ambiente hospitalar ou clínicas.



BIOART AF

Equipo para irrigação de médio e alto fluxo em procedimentos de urologia, ginecologia e ortopedia.



BIOBAG

Coletor tipo bolsa flexível com capacidade de 1 a 12L, com tampa rosca de duas vias, válvula antirefluxo e extensão com sistema mola nas vias vácuo e paciente.



BIOECOPISS

Coletor de diurese masculino, para pessoas acamadas e/ou hospitalizadas que tenham dificuldade de locomoção. Disponíveis nos tamanhos 1000 e 2000 ml.

BIOGERADOR

Equipamento gerador de vácuo que transforma o sistema de ar comprimido tornando-o silencioso e entregando aspiração de qualidade.



BIODRENO

Conjunto para drenagem de pneumotórax composto por dreno tipo pigtail FR14, reservatório tipo bolsa com capacidade de até 600ml, obturador, agulha, bisturi, válvula tipo heimlich e torneirinha duas vias.



BIOLEVINE

Sonda gástrica levine FR32 (tipo fouchet), indicado para procedimentos cirúrgicos abertos ou laparoscópicos em cirurgia bariátrica.



HEMOSTÁTICO

Processo de homeostasia.



BIOFOCO

Manopla descartável para foco cirúrgico de fácil remoção e deslize, sem risco ao usuário substituindo a manopla permanente agilizando o processo de montagem da sala operatória.

BIOART VD I

Extensão para insuflador de CO2 com filtro de 0,027 micron, indicado para cirurgias laparoscópicas.

BIOSUC

Aspirador cirúrgico (tipo yankauer), indicado para aspiração de cavidades em ambiente cirúrgico, disponível em ponta rígida e flexível.



BIOSET COMBI

Dispositivo de vedação e proteção para artigos de infusão, indicado para cateteres, torneirinhas e dispositivos de infusão em geral.

BIOFILTRO HMEF

Filtro HMEF aquecedor e umidificador de gases em ambiente que o paciente necessite de ventilação mecânica.



BIOCIRCUITO

Ramos expiratórios extensíveis até 3m responsável pela troca de gases entre o paciente e o respirador, composto por traquéia e balão.



BIOVID PD (P)

Indicado para condução de gases em videolaparoscopias.



BIOVAR LP

Coletor de lipoaspiração, com capacidade de até 2L, base de sustentação e tampa rosca total.



BIOVAR

Coletor de secreção de vias aéreas e cavidades, podendo ser utilizado em ambiente hospitalar, clínicas e consultórios. Disponíveis em diversos tamanhos (de 250 a 5000ml), estéril ou não.

BIOMEG

Frasco para coleta de drenagem torácica, mediastinal e gástrica, disponível em 500, 1000 e 2000ml. Opcional: Dreno de tórax (biotórax).



BIOMEG B

Coletor de broncoscopia, endoscopia, procedimentos fisioterápicos e de enfermagem, com capacidade de 70 e 120ml.



BIOSUC ORTO

Aspirador para sucção de líquidos em cavidades cirúrgicas e fragmentos ósseos, ponteira rígida cristal com orifício central e filtro rosqueável.



BIOFLOOR

Aspirador de chão.



COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA

Indicado para procedimentos neurocirúrgicos, ortopédicos, otorrinolaringológicos e plásticos.



COBERTURA DE ÓBITO

Capa para órbita, com fechamento em zíper e etiqueta de identificação. É indicado para manter a higienização e segurança na preservação do corpo.



BIOCUBA

Acondicionar volumes em procedimentos médicos, cirúrgicos e de enfermagem.



BIOVÁCUO

Reservatório sanfonado para drenagem intra operatório/pós-operatório, com capacidade de até 600ml nas medidas 3.2, 4.8 e 6.4



BIOART DUPLO/CURTO

Dispositivo para irrigação, mistura ou reconstituição de soluções medicamentosas em bolsas e sem contato com o ambiente externo, sendo com uma ponta ou duas pontas perfurante.

